

Samolepící teplotní indikátory


testoterm-měřicí proužky
testoterm-mini-indikátory
testoterm-měřicí body

Výrazná indikace inverzní změnou barvy během dvou až tří sekund

Velký měřicí rozsah

Univerzální použití

Při velkých odběrech možnost dodávek též v rolích
nebo v arších



Obrázek 1:1

Měřicí proužky a mini-indikátory testoterm jsou samolepící, teplotně odolné fólie, obsahující částice citlivé na teplotu. Tyto indikátory jsou určeny ke kontrole a sledování teploty, např. při měřeních na pohybujících se částech, k dlouhodobému sledování a pro měření prováděná na malých předmětech.


Pro kontrolu stanovené maximální teploty se rovněž hodí samolepící a teplotně odolné měřicí body testoterm, obsahující teplotně citlivé částice.

Samolepící teplotní indikátory

Měřicí proužky

Měřicí proužky testoterm jsou samolepící fólie, obsahující částice citlivé na teplotu, určené ke sledování a kontrole teploty, např. pro měření prováděná na pohybujících se částech, k dlouhodobému sledování a pro měření prováděná na malých předmětech.

- > Během 2 s dojde k inverzní změně barvy
- > Praktický sešit obsahující 10 měřicích proužků
- > Od 5.000 kusů měřicích proužků možnost dodání v rolích



+37 to +65 °C	Obj.č. 0646 0108
+71 to +110 °C	Obj.č. 0646 0916
+116 to +154 °C	Obj.č. 0646 1724
+161 to +204 °C	Obj.č. 0646 2532
+204 to +260 °C	Obj.č. 0646 3341

Všeobecná technická data

Přesnost:	od +43 °C do +154 °C: $\pm 1,5$ °C; od +160 °C: $\pm 1\%$ ± 1 °C aktuální teploty
Provozní teplota:	odpovídající aktuálním měřicím rozsahům
Skladovatelnost:	do +65 °C: max. 9 měsíců; ostatní měřicí rozsahy až 2 roky; max. skladovací teplota +25 °C. Doporučuje se skladování v lednici.
d x š:	50 x 18 mm nebo 39 x 18 mm



Měřicí terčíky

Mini-indikátory testoterm jsou samolepící, teplotně odolné fólie, obsahující částice citlivé na teplotu, určené ke sledování a kontrole teploty. Jsou zvláště vhodné pro kontrolu teploty u malých předmětů.



- > Během 2 s dojde k inverzní změně barvy
- > Praktický sešit obsahující 10 mini-indikátorů
- > Od 5.000 kusů mini-indikátorů možnost dodávky na arších (100 archů po 50 kusech, dodací lhůta 6 týdnů)

+60 to +82 °C	Obj.č. 0646 0072
+88 to +110 °C	Obj.č. 0646 0073
+116 to +138 °C	Obj.č. 0646 0074
+143 to +166 °C	Obj.č. 0646 0075
+171 to +193 °C	Obj.č. 0646 0076
+199 to +224 °C	Obj.č. 0646 0077

Všeobecná technická data

Přesnost:	od +43 °C do +154 °C: $\pm 1,5$ °C; od +160 °C: $\pm 1\%$ ± 1 °C aktuální teploty
Provozní teplota:	odpovídající aktuálním měřicím rozsahům
Skladovatelnost:	do +65 °C: max. 9 měsíců; ostatní měřicí rozsahy až 2 roky; max. skladovací teplota +25 °C. Doporučuje se skladování v lednici.

Ø 15 mm



Samolepící teplotní indikátory

Měřicí body

Měřicí body testoterm jsou samolepící, teplotně odolné fólie, obsahující částice citlivé na teplotu, určené ke kontrole stanovené maximální teploty.



- > Během 2 s dojde k inverzní změně barvy
- > Praktický sešit s 50 kusy měřících bodů
- > Od 5.000 kusů měřících bodů možnost dodání v rolích

Měřicí rozsah: +46 °C...+188 °C
Obj.č. 0646 1... (... = měřená hodnota)
Příklady objednání:
měřicí bod pro +46 °C: 0646 1046
měřicí bod pro +188 °C: 0646 1188

Všeobecná technická data

Přesnost:	od +43 °C do +154 °C: $\pm 1,5$ °C; od +160 °C: $\pm 1\% \pm 1$ °C aktuální teploty
Provozní teplota:	odpovídající aktuálním měřicím rozsahům
Skladovatelnost:	do +65 °C: max. 9 měsíců; ostatní měřicí rozsahy až 2 roky; max. skladovací teplota +25 °C. Doporučuje se skladování v lednici.

K dodání: 65 °C, 71 °C, 77 °C, 82 °C, 110 °C, 121 °C



Měřicí body, které lze dodat

Možnost zvláštních dodávek: 0646 9999



Měřicí proužky
+249 ... +280 °C



Měřicí terčíky
+40 ... +54 °C
+232 ... +260 °C




Měřicí body
+46 °C, +49 °C, +54 °C, +60 °C,
+88 °C, +93 °C, +99 °C, +104 °C,
+116 °C, +127 °C, +132 °C,
+188 °C, +143 °C, +149 °C,
+154 °C, +160 °C, +166 °C,
+171 °C, +177 °C, +182 °C,
+188 °C, +193 °C, +199 °C

Minimální objednané množství:
50 balení / sešitů
Dodací lhůta: 7 týdnů

Větší odebíraná množství – informujte se u svého distributora Testo.



Dodací lhůta u mimořádných množství je 6 týdnů.



Zde může být na žádost umístěno
Vaše firemní jméno / logo.

Firemní potisk

Od nákladu 10.000 exemplářů (na teplotní hodnotu) je možné realizovat u měřicích proužků testoterm a měřicích bodů testoterm potisk s firemním jménem nebo logem.